

	INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE	<i>U_495_A2_mo04_raccolta-urine-24 h_rev07</i> 15/06/2026
---	--	--

INFORMATIVA PER L'ASSISTITO

La corretta raccolta delle urine delle 24 ore è fondamentale per garantire l'attendibilità degli esami di laboratorio. Si invita pertanto a seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito.

MODALITÀ DI RACCOLTA

La mattina di inizio della raccolta è necessario svuotare completamente la vescica, eliminare la prima urina e annotare l'ora esatta. Da quel momento devono essere raccolte nel contenitore tutte le urine prodotte nelle successive 24 ore, compresa l'ultima minzione del mattino seguente effettuata alla stessa ora dell'inizio della raccolta. Qualora durante il periodo di raccolta si presenti la necessità di evacuare l'intestino, è importante urinare preventivamente nel contenitore dedicato e solo successivamente procedere alla defecazione, al fine di evitare la contaminazione del campione biologico e garantire la corretta esecuzione dell'esame.

Durante tutto il periodo di raccolta il contenitore deve essere conservato in frigorifero, evitando il congelamento e l'esposizione diretta alla luce. Mantenere il recipiente all'interno di un sacchetto scuro. Il recipiente fornito è monouso. Nell'eventualità che l'assistito riferisca una abituale diuresi maggiore di tre litri, saranno forniti due recipienti con relativi additivi per ciascun contenitore.

Per alcuni esami può essere necessario utilizzare un additivo conservante; in tal caso, quest'ultimo deve essere introdotto nel contenitore dopo la prima minzione raccolta. Si raccomanda di utilizzare il prodotto con cautela evitando il contatto diretto con pelle, occhi e mucose e conservandolo fuori dalla portata dei bambini.

L'acido cloridrico, quando previsto come conservante, può provocare irritazione delle vie respiratorie e lesioni cutanee o oculari anche gravi. In caso di contatto accidentale con pelle o occhi, risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di inalazione, portarsi in ambiente aerato. Il bicarbonato di sodio, se previsto, non è classificato come sostanza pericolosa, si raccomanda comunque di evitarne ingestione o uso improprio.

Al termine della raccolta il contenitore deve essere consegnato al laboratorio secondo le modalità indicate dall'operatore sanitario. Il personale sanitario provvederà a verificare:

1. la correttezza della raccolta-urine
2. la quantità volumetrica espressa in mL.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E CONSENSO

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto informazioni chiare e comprensibili riguardanti la corretta raccolta delle urine delle 24 ore e l'eventuale utilizzo degli additivi conservanti necessari all'esecuzione dell'esame.

☐ Acconsento alla consegna/utilizzo degli additivi previsti per la raccolta del campione biologico.

Data ____/____/____

Firma dell'assistito_____

Eventuale genitore/tutore_____

A CURA DELL'OPERATORE SANITARIO

Operatore sanitario_____

Firma_____

	INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE	<i>U_495_A2_mo04_raccolta-urine-24 h_rev07</i> 15/06/2026
---	--	--

TEST RACCOLTA URINE 24H

ESAME	CODICE	H	CONSERVANTE	NOTE
Acido Omovanilmandelico	HVAB	24H	Acido cloridrico	
Acido Vanilmandelico	VAMA	24H	Nessuno	
Aldosterone	ALDOU	24H	Nessuno	
Amilasi	AMIU	24H	Nessuno	
Aminoacidi*	AMINU	24H	Nessuno	Devono essere consegnate anche le urine 1° minzione
Acido 5-oh indolacetico	SIDRO	24H	Acido cloridrico	
Calcio	CAU	24H	Acido cloridrico	
Calcio urine 20-8 (Clino)	CA208	12H	Acido cloridrico	
Calcio urine 8-20 (Orto)	CA820	12H	Acido cloridrico	
Catecolamine urinarie	CATEU (ADREU,NORAU,DOPAU)	24H	Acido cloridrico	
Citrato (Acido citrico)	CITRU	24H	Nessuno	
Cloro	CLU	24H	Nessuno	
Cortisolo	CORTU	24H	Nessuno	
Creatinina	CREAU	24H	Nessuno	
Creatinina Clearance	CLCR	24H	Nessuno	Viene eseguito anche p.v.
Elettroliti	ELEU (UNA24, UK24, UCL24)	24H	Nessuno	
Fosforo	PU	24H	Acido cloridrico	
Glucosio	GLUU	24H	Nessuno	
Magnesio	MGU	24H	Acido cloridrico	
Metanefrine (metanefrine, normetanefrine)	METAU (UMETA, UMETN)	24H	Acido cloridrico	
Microalbuminuria	MALBU	24H	Nessuno	
Ossalato	OSSAL	24H	Acido cloridrico	
Porfirine urinarie totali	PORFU	24H	Bicarbonato di sodio	Rigorosa conservazione a 4-8 °C
Porfirine urinarie – profilo completo	UPORFU	24H	Bicarbonato di sodio	
Potassio	KU	24H	Nessuno	
Proteine	PROTU	24H	Nessuno	
Proteinuria frazionata in CLINO	PRTCL	12H	Nessuno	
Proteinuria frazionata in ORTO	PRTOR	12H	Nessuno	
Proteinuria frazionata NOTTE	PRTNT	12H	Nessuno	
Rame	CUU	24H	Nessuno	
Serotonina	SEROT	24H	Acido cloridrico	
Sodio	NAU	24H	Nessuno	
Urato (acido urico)	URICU	24H	Bicarbonato di sodio	
Urea	UREAU	24H	Nessuno	